

# GUANCIALI TRADIZIONALI

## SOFFICE



FODERA FISSA  
**MISTO COTONE**  
IMBOTTITURA  
**ANALLERGICA**  
lavabile a 30°

STRUTTURA  
**CLASSICA**  
consigliato per chi dorme  
in posizione



SOFFICE	H
75 x 45 x 13 cm	13

Confezione in busta di nylon.

## LANA



FODERA FISSA  
**DAMASCATA  
100% COTONE**  
IMBOTTITURA  
**PURA LANA VERGINE**

STRUTTURA  
**CLASSICA**  
consigliato per chi dorme  
in posizione



LANA	H
75 x 45 x 14 cm	14

Confezione in busta di nylon.

## ORTOPEDICO



FODERA FISSA  
**DAMASCATA  
100% COTONE**  
IMBOTTITURA  
**ANALLERGICA**

STRUTTURA  
**ERGONOMICA**  
consigliato per chi dorme  
in posizione



ORTOPEDICO	H
75 x 45 x 13 cm	13

Confezione in busta di nylon.

Supporto cervicale

### COME SCEGLIERE IL GUANCIALE CORRETTO



**PER CHI DORME DI LATO**  
Consigliamo un guanciale pre-  
valentemente alto che sostenga  
bene il collo.



**PER CHI DORME SUPINO**  
Consigliamo un guanciale di  
altezza media che accolga il  
capo in modo corretto.



**PER CHI DORME PRONO**  
Consigliamo un guanciale di  
altezza bassa per evitare con-  
trazioni al collo.